

MS Zuivere paraffine

Toepassing

Als glijmiddel bij DHZ-K.I.: vermijdt inwendige verwondingen en beschadigingen van schede en cervix bij geiten en zeugen. Door consequente toepassing glijden de pipetten sneller en gemakkelijker, waarbij verwonding en inwendige infectie voorkomen worden.

MS zuivere paraffine is een hoogwaardig produkt en geeft geen schadelijke nevenverschijnselen bij correct gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Alvorens de MS zuivere paraffine op de worm van de pipet wordt aangebracht dienen de pipetten gesteriliseerd te zijn d.m.v. een speciale MS sterilisator. Vul met de literfles een zuiver "spermapotje". Breng over de lengte van de pipet-worm enkele druppels zuivere paraffine aan. Bij verwerking van de pipet verdeelt de paraffine zich vanzelf en in voldoende mate over de pipet-worm.

Houdbaarheid

MS zuivere paraffine voor DHZ-K.I. bewaren in een goed gesloten fles bij een temperatuur beneden de 25°C. Onmiddellijk na het vullen van een "spermapotje" de fles sluiten.

MS Paraffine pure

Application

En tant que lubifiant lors de l'insémination artificielle de chèvres et de truies, effectuée par l'éleveur; pour éviter des blessures et des dégâts du vagin et du col d'utérus. Par l'application systématique de cette paraffine les sondes glissent plus vite et plus facilement de sorte que des blessures et des infections internes soient évitées.

La MS paraffine pure est un produit de qualité supérieure et à condition qu'elle soit utilisée de manière correcte- ne connaît pas d'effets secondaires.

Mode d'emploi

Avant d'appliquer la paraffine pure MS la sonde doit être stérilisée à l'aide d'un MS stérilisateur spécial. Remplir un flacon d'IA à l'aide d'un flacon d'un litre. Appliquer quelques gouttes de paraffine pure sur la longueur de l'extrémité tournée de la sonde. Dès que la sonde est utilisée la paraffine se répand suffisamment sur cette extrémité.

Conservation

La MS paraffine pure pour l'insémination artificielle doit être conservée dans un flacon bien fermé à une température inférieure à 25°C. Fermer le flacon immédiatement après que le récepteur soit rempli.

MS Sauberes paraffin

Anwendung

Als Gleitmittel bei der künstlichen Besamung: verhindert innere Verletzungen und Beschädigungen der Scheide und der Cervix bei Sauen. Bei konsequentem Gebrauch gleiten Pipetten schneller und einfacher, wobei Verletzungen und innere Infektionen vermieden werden.

MS sauberes Paraffin ist ein hochwertiges Produkt und erzeugt keine schädlichen Nebenwirkungen bei richtigem Gebrauch.

Gebruiksaanwijzing

Bevor MS sauberes Paraffin auf die Spirale einer Pipette aufgetragen wird, sollte die Pipette, in einen MS Sterilisator, sterilisiert worden sein. Befüllen Sie nun mit der Literflasche ein sauberes "Spermafläschchen". Geben Sie nun, über die gesamte Länge der Spirale der Pipette, einige Tropfen sauberes Paraffin. Beim Einführen der Pipette verteilt sich das Paraffin von selbst in genügendem Maße über die Pipettenspitze.

Haltbarkeit

MS sauberes Paraffin vor die künstliche Besamung, soll in einen gut verschlossenem Behälter bei einer Temperatur von unter 25°C gelagert werden. Sofort nach dem Befüllen eines "Spermafläschchens" sofort wieder verschließen.

MS Pure paraffin

Uses

Lubricating liquid for use during insemination. Prevents internal injuries and damage of the vulva and the cervix of goats and sows. The use of MS pure paraffin will enable the catheter to slide quickly and easily, thus preventing wounding and internal infections.

MS pure paraffin is a high quality product with no harmful side-effects when used correctly.

Directions for use

Before applying MS pure paraffin to the spiral of the catheter, the catheter should be sterilized by means of the special MS sterilizer. Fill up a clean sperm bottle with the litre bottle with paraffin. Sprinkle a few drops of pure paraffin over the length of the spiral. The paraffin will spread itself over the spiral.

Tenability

Store MS pure paraffin for A.I. in a tightly sealed bottle, below 25°C. The paraffin bottle must be tightly sealed after the sperm bottle has been filled.

Batch number / numéro de lot / Chargemummer / número de lote / numero di lotto / Batchnummer



Aceite de parafina 4504326

Uso

Líquido lubricante para uso durante inseminación artificial. Previene daños y heridas internas en la vulva y el cuello del útero de las cerdas. Con la aplicación sistemática de Aceite de Parafina se consigue que el catéter se deslice de forma rápida y fácil, evitando así posibles heridas e infecciones internas.

El Aceite de Parafina es un producto de una calidad superior, desconociéndose efectos secundarios siempre que sea utilizado de manera correcta.

Modo de Empleo

Para mayor comodidad, llenar un frasco pequeño y limpio (de I.A.) con Parafina pura. Aplicar unas gotas de Parafina sobre la punta del catéter. Al usar el catéter, la Parafina se extenderá por sí sola por toda la punta.

Conservación

El Aceite de Parafina pura para I.A. debe conservarse en un frasco bien cerrado a una temperatura inferior a 25°C. Cerrar el frasco inmediatamente después de haberlo llenado.

